

## » Chaussure de décharge du talon GloboPed<sup>MD</sup>

### Appareillage de décharge

#### Fournisseur:

Bauerfeind AG

#### Caractéristiques et bénéfices:

- Orthèse préfabriquée pour la décharge d'endroit spécifique à l'arrière pied ou au talon
- Réduit la période de convalescence
- S'attache à l'aide de deux courroies de Velcro<sup>MD</sup> pour un ajustement optimal
- Universel — peut être portée du côté gauche tout comme du côté droit
- Doublure intérieure douce et sans couture
- Robuste et légère
- Pour une mobilité rapide
- Antimicrobienne
- Lavable

#### Spécifications:

- Grandeurs: *petit, moyen, grand et X-grand*
- Couleur: *noir*
- Lavable à la main avec de l'eau à 40°C
- L'orthèse doit être ajustée à la première application par un spécialiste du pied

#### Indications:

- Patients diabétiques
- Patients avec blessures au talon
- Escarres au talon et algodystrophies

#### Points de vente:

- Orthésiste
- Orthésiste du pied
- Podiatre
- Podologue
- Spécialiste du traitement des plaies

#### Garantie:

- Contre les défauts manufacturiers



N° d'item	Description	Grandeur	Grandeur (Européen)	Grandeur (femmes)	Grandeur (hommes)
BF-6224901S	Chaussure de décharge du talon pour diabétique	Petit	36–39	6–8½	—
BF-6224901M	Chaussure de décharge du talon pour diabétique	Moyen	40–42	9–11	6–9
BF-6224901L	Chaussure de décharge du talon pour diabétique	Grand	43–45	12–13	10–12
BF-6224901XL	Chaussure de décharge du talon pour diabétique	X-Grand	46–48	—	13–15