

## **Chaussure HeelWedge™**

### **Vendeur:**

Darco International Inc.

### **Applications:**

- Décharge de l'arrière pied.
- Soins de plaies

### **Avantages pour le patient:**

- Hygiénique
- Sûr.
- Solide
- Sécuritaire

### **Caractéristiques:**

- La semelle antérieure est prolongée et élargie pour donner plus d'espace aux orteils.
- Une semelle de forme bateau qui facilite la déambulation.
- La semelle a une zone de décharge au niveau du talon.
- Une rabat antérieur réglable par textiles auto-agrippants évite les pressions causées par des boucles et des courroies.
- L'empêgne en tissu protège les orteils, les garde au chaud et conserve le pansement propre et sec.
- La courroie du cou-de-pied maintient fermement le pied au fond de la semelle et évite ainsi les frottements au niveau du talon.

### **Indications:**

- Fasciite plantaire.
- Ulcérations.
- Infections.
- Traumatismes.
- Améliore la guérison après une chirurgie ou quand des plaies sont présentes au niveau du talon.
- Temps d'utilisation suggéré: pour une période de 8 à 12 semaines.

### **Personnes ressources:**

- Podo-orthésiste.
- Podiatre.
- Orthésiste.

### **Garantie:**

- Contre tout défaut de fabrication.



### **Chaussure HeelWedge™ de Darco International Inc.**

<b>Article n°</b>	<b>Description</b>	<b>Taille</b>	<b>Couleur</b>	<b>Pointure Femme</b>	<b>Pointure Homme</b>
DAR-HQ0B	Chaussure HeelWedge™	X-Small	Black	4 – 7	
DAR-HQ1B	Chaussure HeelWedge™	Small	Black	7.5 – 10	6 – 8
DAR-HQ2B	Chaussure HeelWedge™	Medium	Black	10 – 13	8.5 – 11
DAR-HQ3B	Chaussure HeelWedge™	Large	Black		10.5 – 12
DAR-HQ4B	Chaussure HeelWedge™	X-Large	Black		12.5 – 14