

Chaussure OrthoWedge™

Vendeur:

Darco International Inc.

Applications:

- Décharge de l'avant-pied après une chirurgie, en présence d'une plaie causée par une ulcération plantaire ou des orteils.

Avantages pour le patient:

- Stabilité.

Caractéristiques:

- La semelle antérieure est prolongée pour pouvoir protéger les orteils.
- La base est élargie pour offrir une plus grande stabilité.
- Une courroie auto-agrippante(velcro) au cou-de-pied évite le glissement du talon.
- Une fermeture réglable antérieure par courroies auto-agrippantes évite les pressions causées par des boucles.
- Une semelle intérieure amovible de 10mm d'épaisseur permet de personnaliser la chaussure.
- L'angle incurvé de 15° de talus évite l'hyperpression médiotarsienne et transfère le poids sur le talon.

Indications:

- Toutes les pathologies qui nécessitent une décharge totale de l'avant-pied telles que des ulcérations plantaires ou des orteils, des infections, des états inflammatoires et douloureux, des traumatismes et des chirurgies de l'avant-pied.
- Temps d'utilisation suggéré: pour une période de 8 à 12 semaines.

Personnes ressources:

- Podo-orthésiste
- Podiatre.
- Orthésiste.

Garantie:

- Contre tout défaut de fabrication.



Chaussure OrthoWedge™ de Darco International Inc.

| Article n° | Description | Taille | Couleur | Pointure Femme | Pointure Homme |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| DAR-0Q0B | Chaussure OrthoWedge™ | x-petite | Noir | 4 – 7 | |
| DAR-0Q1B | Chaussure OrthoWedge™ | petite | Noir | 7.5 – 10 | 6 – 8 |
| DAR-0Q2B | Chaussure OrthoWedge™ | Moyenne | Noir | | 8.5 – 10 |
| DAR-0Q3B | Chaussure OrthoWedge™ | Large | Noir | | 10.5 – 12 |
| DAR-0Q4B | Chaussure OrthoWedge™ | X-Large | Noir | | 12.5 – 14 |