

**Ligne de chaussures de soins de plaies**

**Vendeur:**

Darco International Inc.

**Applications:**

- Traitement de la plaie.

**Avantages pour le patient:**

- Zones de décharge du pied tout en permettant au patient de marcher.

**Caractéristiques:**

- Une fermeture réglable par courroies auto-agrippantes (velcros).
- Une semelle de forme bateau qui facilite la déambulation.
- Empeigne en cuir.
- La chaussure contient quatre semelles amovibles de différentes densités qui peuvent être modifiées pour créer des zones de décharge.

**Spécifications:**

- L'empeigne en cuir est doublée d'un matériau de type Plastazote.

**Indications:**

- Zones de décharge d'un ulcère, de parties infectées, de proéminences osseuses au niveau des deux surfaces plantaires du pied.
- Ulcères pédieux diabétiques et infections.
- Temps d'utilisation suggéré: pour une période de 8 à 12 semaines.

**Personnes ressources:**

- Podo-orthésiste.
- Podiatre.
- Orthésiste.

**Garantie:**

- Contre tout défaut de fabrication.



**Ligne de chaussures de soins de plaies Darco International Inc.**

Article n°	Description	Taille	Couleur	Pointure Femme	Pointure Homme
DAR-WCS0B	chaussures de soins de plaies	x-petite	Noir	4 – 5.5	
DAR-WCS1B	chaussures de soins de plaies	petite	Noir	6 – 8.5	6 – 7.5
DAR-WCS7B	chaussures de soins de plaies	Petite/moyenne	Noir	9 – 9.5	8 – 8.5
DAR-WCS2B	chaussures de soins de plaies	Moyenne	Noir	10 – 10.5	9 – 9.5
DAR-WCS3B	chaussures de soins de plaies	Large	Noir	11 – 12.5	10 – 11.5
DAR-WCS4B	chaussures de soins de plaies	X-Large	Noir	13 – 14.5	12 – 13.5
DAR-WCS5B	chaussures de soins de plaies	XX-Large	Noir	15 – 17	14 – 16