

» HealPRO^{MC}

Botte de contracture

Fournisseur:

Orthomerica Products, Inc.

Caractéristiques et bénéfices:

- Coussinage doux en CoolFoam^{MC} avec rebords finis et CoolFoam^{MC} à la ligne de coupe proximale de la jambière enveloppante pour une réduction de la pression au niveau du mollet
- Double fermeture de Velcro^{MD} au pied et au mollet avec sangles d'ouverture pour faciliter les applications indépendantes
- Dégagement au talon réduisant la pression en décubitus dorsal
- Contrôle en rotation interne/externe avec arrêt à 90°
- Semelle antidérapante en caoutchouc pour plus de sécurité
- Élévation des orteils qui facilite le dégagement pendant la phase d'oscillation de la marche
- Assise podale allongée qui protège les orteils contre le frottement sur les draps et prévient les contractures
- Universel — s'ajuste au pied gauche et au pied droit
- Coussinage facile à enlever et à remettre pour l'entretien

Spécifications

- Grandeurs: *Petit, Moyen, Grand et T-Grand*
- Straps: *Deux*
- Couleur: *Noir avec doublure grise*
- Courroies d'extension incluses pour patients souffrant d'oedème ou d'obésité
- Ensemble optionnel de barres d'abduction aussi disponible (vendu séparément)

Indications:

- Prévention des ulcères au talon
- Dégagement d'ulcères à la face postérieure du calcaneum
- Positionnement chirurgical du membre inférieur
- Prévention de la rotation interne/externe du membre inférieur lorsque le patient est en position couchée
- Protection de la peau fragile ou en danger, du pied et de la cheville
- Pied tombant sans contracture
- Patients à risque de perdre l'amplitude de mouvement de la cheville suite à une position couchée

Contre-indications:

- Contractures organiques de la cheville
- Enflure excessive

Points de vente:

- Orthésiste
- Physiothérapeute
- Ergothérapeute
- Médecin généraliste
- Chirurgien Orthopédiste
- Rhumatologue

Garantie:

- Contre les défauts manufacturiers



Dispositif anti-rotation interne/externe avec arrêt à 90°



La barre d'abduction réglable s'attache au HealPRO lorsqu'un contrôle en abduction est nécessaire

HealPRO^{MC} » Orthomerica Products, Inc.

N° d'item	Description	Grandeur	Circonférence maximale du mollet*
OR-3530	Orthèse de positionnement pied-cheville pour décubitus	Petit	16"
OR-3531	Orthèse de positionnement pied-cheville pour décubitus	Moyen	16"
OR-3532	Orthèse de positionnement pied-cheville pour décubitus	Grand	18"
OR-3533	Orthèse de positionnement pied-cheville pour décubitus	T-Grand	20"

Ensemble de barre d'abduction

OR-3529.02 Ensemble de barre d'abduction pour botte de contracture HealPRO^{MC}

* La circonférence globale peut être augmentée à l'aide des courroies d'extension incluses

HealPRO^{MC} » Tableau des mesures

Grandeur	Longueur du pied	Pointure (Européenne)	Pointure (Femmes)	Pointure (Hommes)
Petit	8" – 9"	35 – 37	3 – 6	3 – 5
Moyen	9" – 10"	37 – 41	6 – 9	5 – 8
Grand	10" – 11"	41 – 44	9 – 12	8 – 11
X-Grand	11" – 12"	44 – 48,5	12 – 15	11 – 14